



TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss

De Sixtus

[Télécharger](#)

[Lire En Ligne](#)

TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss De Sixtus

Magnétothérapie wireless avec connexion via Bluetooth à Smartphone
Grâce à l'application téléchargeable sur Google Play Store et Apple App Store ce magnétothérapie est ajustée en utilisant l'un des 28 programmes vous donnant la possibilité de créer des thérapies personnalisées.

Sans smartphone, vous pouvez utiliser le MagnetoFix avec le programme automatique "générique" ou via l'application PC

PROGRAMMES:

Générique
Arthrite
arthrose
Atrophie musculaire
hygroma
la douleur du cou
Shots Fouet
contractures
contusions
coxarthrose
décontractante
distorsions
Mal au dos
douleurs Articular
épicondylite
fractures
douleur dans le bas du dos
dislocations
myosite
l'ostéoporose
périarthrite
pseudarthroses
sciatique
Accrocs
Subluxations membres inférieurs
Subluxations membres supérieurs
tendinite
torticolis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Alimentation: 5Vdc

Alimentation électrique pour des applications médicales Friwo / MPE-USB-Medical

2 sorties: 5V / 1.5A

Entrée: 100-240

Dimensions: 118x67x16 mm

Classe d'isolation (CEI EN 60601-1) II

partie appliquée (CEI EN 60601-1) BF

intensité du champ jusqu'à 150 Gauss d'intensité maximale par canal (total de 300)

Quadra forme d'onde

max tension de sortie 12V

Courant de sortie maximum 250 mA

carré fréquence de l'onde 1-200 Hz

Cycle de service: 0-100%

temps de thérapie: 1'-23h59

Puissance (Gauss): 150

Solénoïdes: 1

Fréquence (Hz): 1-200

Programmes: 28

ÉQUIPEMENT:

1 Tecnosix Mag

1 Alimentation

1 câble USB

1 Solénoïd

1 Manuel


1 sac pour le transport

1 enveloppe protectrice

1 bande élastique pour la fixation

1 coque de protection

 [Download TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - ...pdf](#)

 [Read Online TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence ...pdf](#)

TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss

De Sixtus

TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss De Sixtus

Magnétothérapie wireless avec connexion via Bluetooth à Smartphone

Grâce à l'application téléchargeable sur Google Play Store et Apple App Store ce magnétothérapie est ajustée en utilisant l'un des 28 programmes vous donnant la possibilité de créer des thérapies personnalisées.

Sans smartphone, vous pouvez utiliser le MagnetoFix avec le programme automatique "générique" ou via l'application PC

PROGRAMMES:

Générique

Arthrite

arthrose

Atrophie musculaire

hygroma

la douleur du cou

Shots Fouet

contractures

contusions

coxarthrose

décontractante

distorsions

Mal au dos

douleurs Articular

épicondylite

fractures

douleur dans le bas du dos

dislocations

myosite

l'ostéoporose

périarthrite

pseudarthroses

sciatique

Accrocs

Subluxations membres inférieurs

Subluxations membres supérieurs

tendinite

torticolis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Alimentation: 5Vdc

Alimentation électrique pour des applications médicales Friwo / MPE-USB-Medical

2 sorties: 5V / 1.5A

Entrée: 100-240

Dimensions: 118x67x16 mm

Classe d'isolation (CEI EN 60601-1) II

partie appliquée (CEI EN 60601-1) BF

intensité du champ jusqu'à 150 Gauss d'intensité maximale par canal (total de 300)

Quadra forme d'onde

max tension de sortie 12V

Courant de sortie maximum 250 mA

carré fréquence de l'onde 1-200 Hz

Cycle de service: 0-100%

temps de thérapie: 1'-23h59

Puissance (Gauss): 150

Solénoïdes: 1

Fréquence (Hz): 1-200

Programmes: 28

ÉQUIPEMENT:

1 Tecnosix Mag

1 Alimentation

1 câble USB

1 Solénoïde

1 Manuel

1 sac pour le transport

1 enveloppe protectrice

1 bande élastique pour la fixation

1 coque de protection

Téléchargez et lisez en ligne TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss De Sixtus

Marque: Sixtus

Download and Read Online TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss De Sixtus
#O3VRUWC2KND

Lire TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss par De Sixtus pour ebook en ligne TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss par De Sixtus Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon marché, bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à lire en ligne, bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour lire les livres TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss par De Sixtus à lire en ligne. Online TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss par De Sixtus ebook Téléchargement PDF TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss par De Sixtus Doc TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss par De Sixtus Mobipocket TecnoSix Mag 2.0 - Magnétothérapie Basse fréquence - 150 Gauss par De Sixtus EPub

O3VRUWC2KNDO3VRUWC2KNDO3VRUWC2KND